



## Merkblatt Rotkreuz-Notruf Mobil II

### Das tun wir für Sie:

- + Die Rotkreuz-Notrufzentrale ist rund um die Uhr für Sie da! Sie können jederzeit einen Notruf oder Probealarm auslösen.
- + Zur Auslösung des Alarms drücken Sie auf die Taste an Ihrem Handgelenk
- + Bei einem Notruf werden Sie mit der Rotkreuz-Notrufzentrale verbunden, welche sofort Ihre Kontaktpersonen benachrichtigt und Hilfe organisiert. Auch ohne Sprechkontakt werden umgehend Massnahmen zur Hilfe in die Wege geleitet, weil die Notrufzentrale Ihren Standort per GPS orten kann.

### Das tun Sie für sich:

- + **Wichtig:** nehmen Sie das Notrufgerät (siehe Bild oben) immer mit, wenn Sie aus dem Haus gehen, nur so kann ein Notruf von unterwegs ausgelöst werden.
- + Stellen Sie Ihr Gerät sobald Sie wieder zuhause sind immer auf die Ladestation, Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Funktionsfähigkeit des Geräts (Ladezustand des Akkus, Mobilnetz usw.) regelmässig zu überprüfen.
- + Lösen Sie mind. 1x pro Monat einen Probealarm aus.
- + Der Betriebszustand wird auf dem Display angezeigt.
- + Das Gerät und die Taste benötigen keine Wartung, ausser der Reinigung mit einem angefeuchteten Lappen.
- + Die Taste ist wasserfest und kann zum duschen und baden getragen werden.

### Das tun Sie für uns:

- + Sind Sie länger als eine Woche abwesend, informieren Sie bitte die Rotkreuz-Notrufzentrale, indem Sie einen Alarm auslösen.
- + Teilen Sie bitte mit, wenn eine Ihrer Kontaktpersonen für längere Zeit ausfällt.
- + Teilen Sie uns unbedingt Änderungen bei Ihren Kontaktpersonen so schnell wie möglich mit.

#### Wichtige Telefonnummern:

Rotes Kreuz Kanton Thurgau (Bürozeiten)  
24h-Rotkreuz-Notrufzentrale

071 626 50 84 (94)  
043 255 34 00